

オプション



介助者用ハンドル

介助者が対象者を誘導するときに。昇降スイッチ付。(スイッチポールとの併用不可)



スイッチポール

介助しながら昇降したいとき、また対象者自ら昇降スイッチを操作したいときに。(介助者用ハンドルとの併用不可)



ハンドル付アームサポート (S) (L)

高さ、奥行、角度、ハンドルの位置など細かく調節可能。




ロングアームサポート

大きなパッド面に身体を預けて、臀部へかかる荷重を分散。肘掛けとしても安楽です。



ヒップポジショナー(パッド付) (S) (L)

歩行訓練にあたり臀部に多少のポジショニングが必要な方に。



歩行用サドル (S) (M) (L)

立ち座り・歩行訓練にあたり臀部に支えが必要な方に。



足首サポート

足の可動域や方向性を制限します。



トートバッグ

オプションの移動や保管に。

これから自分で歩けるね
僕重いから、ちょっと
心苦しかったんだ...

ABILITIES
アビリティーズ
<https://www.abilities.jp/>

免荷表示装置付歩行訓練車 リフトン ペーサー (電動)



歩行訓練のリハビリには、
「何人でどのように移乗させるか」
「サポートするスタッフは何人必要か」
など、さまざまな配慮が必要です。

「トラム」と「ペーサー」の
良さを併せ持つ本機は、
それらの問題を1台で解決。
たとえ大柄な方の移乗でも、
歩行訓練をより安全で
快適なものにします。



※写真の車輪は実際とは一部異なります。

ABILITIES アビリティーズ
<https://www.abilities.jp/>

(無料通話) やさしいようぐを
0120-834490

お近くの当社営業所につながります

アビリティーズ・ケアネット株式会社
【本社】〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-30-3 新宿ミッドウエストビル

【営業所】札幌市／仙台市／栃木市／川口市／渋谷区／葛飾区／武蔵野市／府中市／
八王子市／千葉市／船橋市／横浜市青葉区／横浜市南区／平塚市／松本市／佐久市／
新潟市／名古屋市／金沢市／大阪市／和泉市／西宮市／神戸市／福山市／広島市／
北九州市／福岡市／台北市 (台湾)

※商品の外観、仕様、価格等は予告なく変更することがあります。また、商品の色は印刷の関係で実物と若干異なる場合があります。
※掲載価格には消費税は含まれておりません。 ※このチラシの記載内容は2018年9月のものです。 ※禁無断転載・複写

18-19-021.DP.0051

トラムの開発で培われた 「安全な移乗システム」を踏襲

大柄な対象者も、1人の介助者で安全・簡単に移乗させ、歩行訓練を開始できます。



写真は歩行用サドル（オプション）を装着しています。



ペーサーに採用の 「多機能キャスター」を装備

4輪すべてに4つの機能がついており、それぞれに調節ができます。



ペーサー(電動)の価値を高める 多彩な機能



免荷表示装置
免荷量を確認しながら、歩行訓練を行なえます。



脚部開閉レバー
最大131.5cmまで広げられ、座幅の広い車いすにも対応。



昇降スイッチ
電動で最大66.5cm昇降します。介助者用ハンドル、スイッチポール（いずれもオプション）でも昇降できます。



適合対象者

胸囲	56 ~ 152cm	左記の条件をすべて満たした上で、体幹サポート及びオプションにより、座位・立位の保持ができて痛みが発生しない方
身長	196cm以下	
体重	160kg以下	

製品仕様

●寸法/全長: 113.5cm、全幅: 80 ~ 131.5cm、全高: 83.5 ~ 150cm、旋回半径: 127cm、キャスター径: 14cm
 ●自重/ 32.7kg ●昇降速度/ 4cm/ 秒 (無負荷状態の場合) ●バッテリー (鉛蓄電池) / 24V、2.9Ah ●充電器/ 入力 AC100V ●材質/ アルミ、ポリウレタン ●最大荷重/ 160kg

カラーバリエーション

